

PUNÇÃO ASPIRATIVA (LÂMINAS DE PAAF)

1- Paciente	
2- Leito	3- Registro

Cole aqui a etiqueta do paciente

Procedimento diagnóstico em lâminas de PAAF (Punção aspirativa com agulha fina/citologia de punções):

A PAAF é uma técnica minimamente invasiva de obtenção de células de órgãos e tecidos, podendo acessar diretamente órgãos superficiais (como linfonodos, tireoide e mama) ou órgãos e estruturas profundas (como pulmões, fígado e rins), auxiliada então por exames de imagem e dispostas em lâminas de esfregaço.

Material Requerido:

- Amostra citológica representativa da lesão alvo, preferencialmente pouco hemorrágica.

Condições:

- O material deve ser encaminhado com pedido médico devidamente preenchido com o detalhamento do exame a ser realizado, em frasco identificado com os dados do paciente (no mínimo dois identificadores: nome e data de nascimento).
- O pedido médico e identificação da descrição da amostra e/ou quantidade de frascos e lâminas deverá ser correspondente. Relatar quadrante e/ou lateralidade.
- Material em frasco: adicionar álcool absoluto (96%), quantidade proporcional ao aspirado da tireoide.
- Lâmina a seco: fixá-la em álcool absoluto (96%) por 30 minutos, imediatamente após a confecção. Enviar a lâmina sem álcool para o laboratório.
- Enviar no mesmo dia da coleta (o mais rápido possível).
- Temperatura ambiente.
- Estabilidade da amostra: Se a lâmina estiver fixada em álcool, até 7 dias. Se não houver fixador e estiver refrigerada, até 48 horas.

Transporte:

- Para o transporte são necessários a utilização de 03 'recipientes', sendo o frasco - como embalagem primária (No caso de amostras contendo líquidos, a embalagem primária deverá ser embalada em material absorvente), depois uma embalagem plástica – como embalagem secundária e a maleta de transporte utilizada pelo laboratório de anatomia como embalagem terciária.

Volume recomendável:

- Todo o material coletado.

